

# MICROSCOPIO BINOCULAR



## **Aprobación:**

CE, ISO.

## **Especificación:**

Objetivo Infinity Plan Achromate:

PL 4X/0.10 WD

PL 10X/0,25 WD

PL 40X/0,65 WD

PL 100X/1,25 WD

Ocular: WF 10X (20 mm)

# CARACTERÍSTICAS

Placa mecánica de doble capa Tamaño de la etapa:  
180 mm x 150 mm,

Rango de movimiento: 75 mm x 50 mm Enfoque  
coaxial grueso y fino

ajuste con mecanismo de piñón y cremallera

Valor de escala de enfoque fino 0.002 mm

Condensador: N.A1.25 Condensador Abbe con  
diafragma de iris