

VORTEX VM-300



Aprobación:

CE, FDA, GMP, ISO 13485, 9001

Especificaciones:

Modelo: VM-300

Dimensiones: 130 x 165 x 180mm

Modos: Touch / Switch

Velocidad tubo simple: 3150 rpm

Velocidad (3" pad): 1800 rpm

Accesorios standar: Single tube head

Accesorios opcionales: 3" multi-tube head

Peso: 5.0 kg

CARACTERÍSTICAS

- Varios controles de velocidad hasta un máximo de 3150 rpm, que proporcionan una agitación suave o vigorosa para sus necesidades de mezcla.
- 2 cabezales de mezcla intercambiables, es decir, coloque a presión el cabezal de copa de goma de 26 mm de diámetro para mezclar un solo tubo convencional, o una almohadilla de plataforma de 3" de diámetro para mezclar varios tubos y un matraz.
- La operación de 2 modos cuenta con "TOQUE" para operación intermitente, u operación activada por "INTERRUPTOR" al tocar un interruptor para mezcla continua.
- La intensidad de agitación se puede controlar en el modo "TOUCH" aplicando la presión a la almohadilla de mezcla.
- Diseño fácil de usar capaz de sostener para evitar que la forma del mezclador se deslice y se arrastre debido a la vibración.